

معاونت درمان

شناسنامه و اسناد اردو خدمت

گلوبال - پردازش و نگهداری مغز استخوان آلوشنیک (802710)

دکتر حسن ابوالقاسمی

رییس انجمن هماتولوژی انکولوژی اطفال ایران

دکتر جعفر آی

دبیر هیات ممتحنه و ارزشیابی مهندسی بافت و علوم سلولی کاربردی

دکتر احمد قره باغیان

دبیر هیات ممتحنه و ارزشیابی رشته خون شناسی و بانک خون

دکتر قوام زاده

رییس انجمن پیوند سلول های بنیادی خون ساز ایران

دکتر سید محمد اکرمی

رییس انجمن علمی ژنتیک پزشکی ایران

دکتر علیرضا بیگلری

دبیر هیات ممتحنه و ارزشیابی رشته ژنتیک پزشکی

با همکاری:

مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری ها

سازمان انتقال خون ایران

پژوهشکده هماتولوژی، انکولوژی و سل تراپی بیمارستان شریعتی

تدوین و تنظیم:

دکتر امیر اله وردی

دکتر سعید محمدی

دکتر جواد وردی

دکتر پیمان عشقی

دکتر سید اسداله موسوی

دکتر کامران عطاردی

دکتر محسن نیکبخت

دکتر نسیم عزتی

دکتر مریم خیری

دکتر سید ایمان سیحون

زیر نظر:

دفتر ارزیابی فن آوری، تدوین استاندارد و تعرفه سلامت

دکتر ساناز بخشنده

دکتر سید موسی طباطبایی لطفی

مقدمه:

سلول‌های بنیادی خون‌ساز (HSCs)، سلول‌های پرتوان اولیه با توانایی خودبازسازی و تمایز به تمامی رده‌های خونی (لنفوسیت‌ها، مونوسیت‌ها، گرانولوسیت‌ها، اریتروسیت‌ها و پلاکت‌ها) هستند. از منظر بالینی، سلول‌های بنیادی خون‌ساز در صورت پیوند به فرد گیرنده‌ای که تحت درمان‌های آماده‌سازی پیوند قرار گرفته است، قادر به بازسازی کامل عملکرد مغز استخوان هستند. از این رو، سلول‌های بنیادی خون‌ساز به صورت فزاینده‌ای برای درمان طیف وسیعی از بیماری‌های خونی و غیرخونی به کار برده می‌شوند. کاربردهای بالینی بی‌شماری برای پیوند سلول‌های بنیادی خون‌ساز اعم از اختلالات ایمنی تا بدخیمی‌ها وجود دارد؛ به طور کلی، کاربردها متناسب با سن تغییر می‌یابد، چرا که نقایص ایمنی و ارثی در اطفال شایع است، در حالی که بزرگسالان با نرخ شیوع بیشتری در معرض ابتلا به اختلالات کلونال مغز استخوان یا بدخیمی‌های خونی هستند. در نهایت، تصمیم به انجام پیوند، نیازمند بررسی مجموعه‌ای از متغیرهای متعدد است. این متغیرها شامل پیش‌آگهی بیماری، سیر پیشرفت بیماری، درمان‌های پیشین، دسترسی به منبع مناسب سلول‌های بنیادی خون‌ساز (یعنی مغز استخوان، خون محیطی موبیلیزه یا خون بندناف) و نوع پیوند (نظیر پیوند اتولوگ در مقابل آلوژن) هستند.

الف) عنوان دقیق خدمت مورد بررسی (فارسی و لاتین) به همراه کد ملی:

گلوبال-پردازش و نگهداری مغز استخوان آلوژنیک

کد خدمت: 802710

Global-processing and storage of allogeneic bone marrow stem cells.

ب) تعریف و تشریح خدمت مورد بررسی:

- استفاده از پیوند سلول‌های بنیادی خون‌ساز در درمان بدخیمی‌های خونی و غیر خونی به سرعت در حال گسترش است. قبل از انجماد نمونه مغز استخوان استحصال شده از فرد اهداکننده، می‌بایست که حجم نمونه کاهش یابد و این امر با حذف گلبول‌های قرمز، پلاسما و چربی با حداقل میزان دست دادن سلول‌های بنیادی خون‌ساز میسر می‌شود. همچنین، با توجه به اینکه نمونه استخراج‌شده از مغز استخوان، اغلب بسته به مهارت پزشک حاوی میزان گلبول قرمز (RBC) زیادی است، لذا ضروری است پیش از استخراج سلول‌های بنیادی خون‌ساز، گلبول‌های قرمز از نمونه مغز استخوان حذف شوند تا هماتوکریت نمونه به کمتر از 2 درصد برسد و بدین ترتیب از بروز واکنش‌های ناخواسته احتمالی حین تزریق فرآورده به بیمار پیشگیری شود.

در این نوع پیوند (مغز استخوان آلوژنیک)، فرآورده هم به صورت تازه و هم به صورت فریز بسته به صلاحدید پزشک معالج به بیمار تجویز می‌شود. اجرای پروتکل‌های پردازش سلول‌های بنیادی خون‌ساز جمع‌آوری شده از مغز استخوان اهداکننده و

آماده‌سازی آن‌ها جهت انجماد و ذخیره‌سازی در دماهای فوق انجماد (150- درجه سلسیوس) ضروری است؛ این پروتکل‌ها شامل چند مرحله است:

- ته‌نشین‌سازی گلبول‌های قرمز موجود در فرآورده (با افزودن HES) و حذف آن‌ها،
- جداسازی سلول‌های بنیادی خون‌ساز از نمونه (به روش ساتریفیوژ)، انجام آزمایشات شمارش سلولی (CBC)، تعیین میزان زنده‌مانی سلولی (viability%) و سنجش تعداد سلول‌های CD34+ و CD3+.
- کاهش حجم و حذف حداکثری پلاسما به دلایل ذیل:
- حذف عوامل انعقادی موجود در پلاسما که می‌توانند پس از یخ‌گشایی فرآورده سبب ایجاد لخته‌های فیبرینی در فرآورده شده و تزریق آن را با مشکل جدی مواجه کنند.
- کاهش مقدار پلاسما نامتناس (در موارد پیوند آلوژن با ناسازگاری مینور ABO دهنده و گیرنده).
- کاهش حجم DMSO موردنیاز.
- پیش‌گیری از اشغال فضای زیاد هنگام ذخیره‌سازی در مخازن نیتروژن.
- تهیه محیط انجماد (freezing media) و افزودن آن به فرآورده جهت رقیق‌سازی و آماده‌سازی برای انجماد.
- و نهایتاً سنجش استریلیتی، بسته‌بندی، انجماد و ذخیره‌سازی نمونه در دمای 150- درجه سلسیوس در تانک نیتروژن.

ج) اقدامات یا پروسیجرهای ضروری جهت ارائه خدمت:

نحوه پذیرش نمونه (نمونه جمع‌آوری شده از مغز استخوان دهنده):


- کلد باکس حاوی نمونه باز شود.
- تاریخ، ساعت بازکردن کلد باکس، تعداد کیسه/بطری و دما را (به وسیله‌ی دیتالاگر موجود در کلد باکس) بررسی و یادداشت نموده و شرایط پذیرش نمونه به ترتیبی که در ذیل قید شده است، بررسی گردد و در فرم پذیرش نمونه ثبت شود.
- کیسه/بطری حاوی نمونه، سالم و بدون نشتی باشد.
- نمونه فاقد لخته باشد و بیش از 72 ساعت از زمان نمونه‌گیری نگذشته باشد.
- نمونه از زمان جداسازی تا زمان انتقال به آزمایشگاه پردازش، در دمای 7-2 درجه سلسیوس نگهداری شده باشد و به وسیله کلدباکس به آزمایشگاه پردازش منتقل شده باشد.
- نام و نام خانوادگی مندرج بر روی کیسه/بطری، با نام و نام خانوادگی قید شده در درخواست کتبی که از سوی پزشک معالج تهیه شده است، تطابق داشته باشد.
- درخواست کتبی به همراه فرم حاوی اطلاعات کامل نمونه‌ی ارسالی توسط پزشک معالج، همراه با نمونه ارسال شده باشد.
- تطابق اطلاعات مندرج بر روی کیسه/بطری با اطلاعات مندرج در درخواست کتبی پزشک، بررسی گردد.
- نام کارشناس تحویل گیرنده نمونه، تاریخ و ساعت تحویل آن در فرم پذیرش نمونه ثبت گردد.
- در صورتی که نمونه فاقد شرایط پذیرش باشد، عدم انطباق رویت شده، با مرکز پیوند مطرح شود. در صورت دریافت مجوز کتبی از سوی مرکز پیوند (مبنی بر تایید پذیرش نمونه با وجود رویت مورد یا موارد عدم انطباق)، نمونه پذیرش شود و در

غیر این صورت نمونه مطابق با روش عملکردی استاندارد نحوه امحاء ضایعات و فرآورده‌های زیستی غیرقابل مصرف، امحاء گردد.

- برگه درخواست پزشک معالج/مرکز پیوند به همراه فرم پذیرش نمونه بیمار به عنوان مستندات مکتوب، در آرشیو آزمایشگاه پردازش، نگهداری گردد.

نحوه پردازش، انجماد و ذخیره‌سازی نمونه مغز استخوان:

- کیسه/بطری حاوی نمونه را به دقت با محلول بتادین ضدعفونی کرده و سپس به زیر هود لامینار کلاس II انتقال دهید.
- چنانچه به دلیل محدودیت‌های موجود، نمونه مغز استخوان در بطری شیشه‌ای جمع‌آوری شده باشد، از طریق فرو کردن اسپایک یک اریگاتور به درپوش سیلیکونی بطری و نصب سه‌راهی آنژیوکت به انتهای اریگاتور، به وسیله یک سرنگ 60 میلی‌لیتری، تمام محتوای بطری را تخلیه کرده و به یک یا چند کیسه مناسب انتقال دهید.
- جهت حذف حداکثری گلبول‌های قرمز و کاهش هماتوکریت نمونه به کمتر از 2 درصد، مراحل ذیل به ترتیب اجرا شود.
- به محتوای هر کیسه، به میزان 20 درصد از حجم کل نمونه، محلول HES افزوده شود و کیسه به مدت 10 دقیقه بر روی شیکر به خوبی همگن شود.
- سپس به وسیله‌ی دستگاه اتصال استریل کیسه خون (Steril Connection Device)، یک کیسه ترانسفر به آن متصل گردد.
- کیسه‌ی اصلی به صورت عمودی (به حالتی که پورت‌های تزریق آن به سمت بالا و ته کیسه به سمت پایین باشد) با زاویه‌ی 45 درجه در محلی مناسب به مدت 50 دقیقه قرار داده شود. در این مرحله کیسه باید کاملاً در حالت سکون قرار داشته باشد و از هر گونه تکان دادن کیسه و لغزش ناگهانی آن جلوگیری شود.
- پس از گذشت 50 دقیقه، سه بخش شدن محتوای کیسه را بررسی کنید، در این مرحله تفکیک‌شدن هر سه بخش یعنی: پلاسما، بافی‌کوت و RBC می‌بایست به صورت آشکار قابل تشخیص باشد (شکل 1).
- در این صورت، به آرامی کیسه‌ی اصلی را برداشته و به همان حالت در اکسترکتور قرار داده شود و اهرم اکسترکتور را به آهستگی رها کرده تا صفحه اکسترکتور به سمت کیسه حرکت کند.
- از باز کردن گیره‌ی متصل به کورد کیسه خودداری شود و حدود 10 دقیقه صبر نموده تا کیسه در همین حالت سکون باشد.



شکل 1: شمای کلی محتوای کیسه پس از 50 دقیقه سکون

- گیره متصل به کورد را باز کرده و تمام محتوای رویی کیسه (مخلوط پلاسما، محلول HES و بافی کوت) به سمت کیسه ترانسفر هدایت گردد. حین حرکت محتوای رویی کیسه، با در دست داشتن گیره متصل به کورد، سرعت حرکت را کنترل نموده و از حرکت با شتاب جلوگیری شود.
- پس از استخراج کامل محتوای رویی کیسه و رسیدن به بخش میانی که عمدتاً بافی کوت (سلول‌های بنیادی خون‌ساز) می‌باشد، باید استخراج آن به صورت خیلی آهسته و با دقت کامل انجام شود تا از استخراج مقدار بیش از حد بخش زیرین که RBC است، ممانعت به عمل آید.
- پس از اتمام مرحله استخراج بخش‌های رویی، میانی و مرزی، گیره متصل به کورد را سریعاً بسته و اهرم اکستراکتور را پایین بیاورید تا کیسه رها گردد.
- کیسه‌ی اولیه و کیسه‌ی ترانسفر را با قطع نمودن بخش میانی کورد رابط به وسیله‌ی سیلر، از هم جدا کرده و کیسه‌ی حاوی RBC مطابق با روش عملکردی استاندارد نحوه امحاء ضایعات و فرآورده‌های غیرقابل مصرف، امحاء گردد.
- کیسه حاوی نمونه به وسیله ترازو وزن گردد و وزن آن یادداشت شود (جهت محاسبه حجم اولیه نمونه).
- هر کیسه حاوی نمونه به کمک دستگاه اتصال استریل کیسه خون (Steril Connection Device) به یک کیسه‌ی ترانسفر متصل گردد.
- سطح کیسه با استفاده از گاز آغشته به محلول اتانول 70 درصد ضدعفونی شود و به زیر هود لامینار کلاس II منتقل شود.
- مقدار 0/5 میلی‌لیتر از خون داخل کیسه را به وسیله یک سرنگ 5 میلی‌لیتری به منظور شمارش سلولی (CBC) برداشت گردد.
- به منظور حذف پلاسما و استخراج بافی کوت و همچنین، کاهش حجم نمونه، کیسه حاوی نمونه را به مدت 10 دقیقه با دور 1000 g سانتریفیوژ شود.
- پس از اتمام فرآیند سانتریفیوژ، کیسه درون اکستراکتور قرار داده شود و پس از باز کردن گیره متصل به کورد، تمام پلاسما (تنها حدود 20 میلی‌لیتر از آن نگه داشته شود جهت رقیق‌سازی بافی کوت) را به طور کامل به سمت کیسه ترانسفر هدایت شده تا جایی که فقط بافی کوت خالص و بخش بسیار اندک RBC در کیسه‌ی اصلی باقی بماند.
- بخش میانی کورد رابط دو کیسه را seal نموده و کیسه‌ها را از هم جدا شده و حجم دقیق فرآورده را یادداشت شود.
- سپس مجدداً سطح کیسه با استفاده از گاز آغشته به محلول اتانول 70 درصد ضدعفونی شود و به زیر هود لامینار کلاس II منتقل شود.
- مقدار 0/5 میلی‌لیتر از خون داخل کیسه را به وسیله یک سرنگ 5 میلی‌لیتری به منظور شمارش سلولی (CBC) و تعیین TNC نمونه پس از پردازش و اطمینان از عدم افت قابل توجه TNC نمونه، برداشته شود.

- سپس، نمونه بر اساس تعداد کل سلول‌های هسته‌دار (TNC) موجود در آن، رقیق شود. بدین منظور، نمونه به مقدار مناسب با استفاده از آلبومین انسانی 25 درصد (به میزان 5 درصد کل حجم نهایی مورد نظر)، نرمال‌سالین استریل قابل تزریق و محلول ضد انعقاد ACD-A1 تا حجم مورد نظر رقیق شود.
- توجه: نمونه باید تا حدی رقیق شود که TNC یا MNC به ازای هر یک میلی‌لیتر از نمونه، به میزان حداقل 1×10^8 و حداکثر 3×10^8 برسد.
- پس از رقیق‌سازی نمونه، کیسه حاوی نمونه را به منظور آماده‌سازی جهت تزریق DMSO به یخچال بانک خون منتقل نمایید تا تحت دمای 2-7 درجه سرد شود.
- فرآورده به کمک یک سرنگ 60 میلی‌لیتری به دو یا چند (بسته به حجم فرآورده و نیز دوزهای سلولی در نظر گرفته شده جهت تزریق هنگام پیوند بر اساس نظر پزشک معالج) کرایوبگ (Freezing Bag) انتقال داده شود و برچسب مناسب که حاوی کد عضویت نمونه و نام و نام خانوادگی بیمار است را بر روی هر کرایوبگ الصاق گردد.
- هر کرایوبگ را بر روی یک بسته یخ قرار داده شود و به آرامی تکان داده شده تا نمونه کاملاً سرد شود و هم‌زمان مقدار مناسب DMSO با نسبت 10 درصد حجمی را با سرعت ملایم و به صورت تدریجی طی مدت زمان کمتر از 5 دقیقه به فرآورده تزریق شود.
- کرایوبگ‌ها را در شیلد سیلیکونی محافظ قرار داده و سپس شیلد به وسیله‌ی دستگاه Overwrap Bag Sealer سیل شود و درون یک کاست آلومینیومی با ابعاد متناسب با کرایوبگ قرار داده شود.
- بر روی کاست آلومینیومی نیز اطلاعات نمونه شامل کد عضویت، نام و نام خانوادگی بیمار، حجم نمونه موجود در کرایوبگ، تاریخ پردازش و نام مرکز پیوند مربوطه یادداشت شود و نمونه را که اینک بسته‌بندی شده، به منظور انجماد تدریجی درون دستگاه CRF¹ قرار داده شود.
- پس از اتمام فرآیند انجماد تدریجی و انجماد نمونه تا دمای 100- درجه سلسیوس، آن را به تانک نیتروژن فاز بخار با دمای 150- درجه سلسیوس انتقال داده شود و در پایان، اطلاعات مربوط به جایگاه ذخیره‌سازی کیسه‌ها در فرم اطلاعات جایگاه ذخیره‌سازی نمونه، درج شود.

سنجش استریلیتی نمونه

به منظور بررسی استریلیتی فرآورده، به وسیله یک سرنگ 5 میلی‌لیتری، مقدار 1-2 میلی‌لیتر از فرآورده را برداشته و به درون یک ویال حاوی محیط کشت دو فازی انتقال داده شود و به آزمایشگاه میکروبی‌شناسی تحویل گردد. نتایج حاصل از کشت دستی نمونه‌ها جهت افتراق سویه‌های به‌دست‌آمده استفاده شود. استفاده از کشت نمونه مثبت در محیط‌های افتراقی، بررسی مشخصات کلنی، رنگ‌آمیزی گرم

¹ controlled-rate freezers

و هم چنین انجام تست‌های بیوشیمیایی از جمله اکسیداز و کاتالاز جهت شناسایی سوبه‌های مختلف و مطابقت نتایج حاصل با منابع و رفرنس‌های موجود جهت شناسایی سوبه مورد نظر انجام گیرد.

سنجش میزان زنده مانی سلول‌ها (viability)

این سنجش با استفاده از دستگاه فلوسایتمتری استفاده می‌شود. در روش فلوسایتمتری، میزان زنده‌مانی (%viability) سلول‌ها بر اساس توانایی رنگ‌های فلورسنت مانند PI در عبور از غشای آسیب دیده سلول‌های مرده و اتصال به DNA دو رشته‌ای و شناسایی توسط فلوسایتمتری سنجش می‌شود و جهت محاسبه درصد سلول‌های زنده، از فرمول زیر استفاده می‌گردد:

$$\text{درصد سلول‌های رنگ شده توسط پروپودیوم یداید} = 100 - \text{درصد سلول‌های زنده}$$

سنجش مارکرهای سلولی (تعداد سلول‌های CD34+ و CD3+)

سلول‌های بنیادی خون‌ساز مارکر سطح سلولی CD34 را در سطح خود بیان می‌کنند. تعیین هویت و شمارش سلول‌های مذکور با استفاده از دستگاه فلوسلیتمتری انجام می‌گردد. در این روش از آنتی‌بادی CD34 نشان‌دار با فلوروکروم و آنتی‌بادی‌های CD45 نشان‌دار با فلوروکروم و محلول 7-AAD برای رنگ آمیزی مارکرهای سطح سلولی استفاده می‌شود. تعداد سلول‌های CD34+ در واحد میکرولیتر را با استفاده از فرمول زیر محاسبه و نتایج حاصل را در فرم پردازش ثبت نمایید.

$$\frac{\text{Count Number of CD34 (R4)} \times \text{WBC Count}/\mu\text{L}}{\text{Count Number of Total Cell (R1)}}$$

همچنین برای شمارش سلول‌های لنفوسیت CD3+ از آنتی‌بادی منوکلونال CD3 استفاده می‌گردد. تعداد سلول‌های CD3+ در واحد میکرولیتر را با استفاده از فرمول زیر محاسبه و نتایج حاصل را در فرم پردازش وارد نمایید.

$$\text{RN1(gate\%)} \text{ or } \text{RN2} \times \text{WBC total count}$$

د) تواتر ارائه خدمت (تعداد دفعات مورد نیاز / فواصل انجام)

1 بار / ندارد

ه) افراد صاحب صلاحیت جهت تجویز (Order) خدمت مربوطه و استاندارد تجویز:

پزشک فوق تخصص خون و سرطان بالغین یا اطفال

و) افراد صاحب صلاحیت جهت ارائه خدمت مربوطه:

پزشک عمومی / دکترای تخصصی خون شناسی آزمایشگاهی و علوم انتقال خون / دکترای تخصصی زیست فناوری پزشکی / دکترای تخصصی ژنتیک پزشکی / دکترای تخصصی ایمنی شناسی پزشکی / دکترای تخصصی علوم سلولی کاربردی / دکترای تخصصی مهندسی بافت (با داشتن حداقل 2 سال تجربه در زمینه پیوند سلول‌های بنیادی خون ساز و اشراف کامل به ابعاد علمی و عملی فرآیند پیوند در مراکز واجد صلاحیت)

ز) عنوان و سطح تخصصی های مورد نیاز (استاندارد) برای سایر اعضای تیم ارائه کننده خدمت:

ردیف	عنوان تخصص	تعداد مورد نیاز به طور استاندارد به ازای ارائه هر خدمت	میزان تحصیلات مورد نیاز	سابقه کار و یا دوره آموزشی مصوب در صورت لزوم	نقش در فرایند ارائه خدمت
1	کلیه گرایش های رشته علوم آزمایشگاهی و علوم زیستی	حداقل 3 نفر	کارشناسی و بالاتر	حداقل 2 سال تجربه کار در زمینه پردازش واحدهای خون محیطی موبیلیزه. خون محیطی موبیلیزه. ذخیره سازی آن. کنترل کیفی و تضمین کیفیت فرآیند.	کارشناس آزمایشگاه پردازش و انجام فرآیند پذیرش واحدهای خون محیطی موبیلیزه، پردازش، انجماد و ذخیره سازی آن. کنترل کیفی و تضمین کیفیت فرآیند.
2	منشی	1 نفر	دیپلم و بالاتر	توانایی انجام کار با رایانه و تسلط به برنامه های Word و Excel.	مسئول انجام مکاتبات و هماهنگی های لازم بین واحد جداسازی سلول و آزمایشگاه پردازش و مرکز پیوند
3	نیروی خدماتی	1 نفر	دیپلم و بالاتر	توانایی انجام کار و آشنایی کامل با نحوه تهیه مواد و محلول های ضد عفونی و کاربرد آنها و همچنین نحوه امحا ضایعات پرخطر زیستی.	انجام فرآیند نظافت و ضد عفونی اتاق تمیز و تجهیزات

ح) استانداردهای فضای فیزیکی و مکان ارائه خدمت:

فضای فیزیکی واحد آماده سازی، انجماد، ذخیره سازی و آزمایشگاه باید دارای مترآز، ساختار و مکان مناسب به منظور جلوگیری از آلودگی فرآورده سلولی باشد و روشنایی، تهویه مناسب برای جلوگیری از خطر آلودگی فرآورده سلولی را فراهم کند. فضای فیزیکی اتاق تمیز و آزمایشگاه سلول درمانی مطابق با آخرین دستورالعمل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد. در صورتی استفاده از کیسه های Closed Bag System الزامی به استفاده از اتاق تمیز نمی باشد. مکان ارائه خدمت در بانک های ذخیره سازی خون بندناف و سلول های بنیادی خونساز می باشد.

ط) تجهیزات پزشکی سرمایه ای به ازای هر خدمت:

ردیف	تجهیزات	کاربرد در فرآیند خدمت	تعداد قابل ارائه در واحد زمان
1	هود لامینار کلاس II	فراهم آوری محیط استریل جهت انجام مراحل پردازش نمونه	2 واحد به ازای کل آزمایشگاه

2	دستگاه شمارنده سلولی (cell counter)	شمارش سلول‌های خونی	حداقل 1 واحد به ازای کل آزمایشگاه
3	سانتریفیوژ یخچال‌دار بانک خون	جهت جداسازی سلول‌های بنیادی خون‌ساز از نمونه جمع-آوری شده از مغزاستخوان	2 واحد به ازای کل آزمایشگاه
4	دستگاه Controlled Rate Freezer (CRF)	جهت انجماد تدریجی فرآورده (به منظور پیشگیری از بروز شوک حین انجماد در دمای فوق سرد)	2 واحد به ازای کل آزمایشگاه
5	فلوسایتمتر	جهت سنجش میزان زنده‌مانی سلول‌ها (viability%) و تعداد سلول‌های CD34+, CD3+	1 واحد به ازای کل آزمایشگاه
6	بن ماری آزمایشگاهی 14 لیتری	یخ‌زدایی نمونه در زمان نیاز	1 واحد به ازای کل آزمایشگاه
7	دستگاه اتصال استریل کیسه خون (Welder)	متصل نمودن دو کیسه به یکدیگر با حفظ استریلیتی	1 واحد به ازای کل آزمایشگاه
8	تانک ذخیره نیتروژن مایع	ذخیره‌سازی فرآورده در دمای 150- سلسیوس جهت نگهداری طولانی مدت تا هنگام ارسال آن به مرکز پیوند جهت تزریق به بیمار	حداقل 2 واحد به ازای کل آزمایشگاه
9	میکروسکوپ نوری آزمایشگاهی ساده	جهت انجام شمارش سلولی و دیف نمونه به روش دستی	1 واحد به ازای کل آزمایشگاه
10	هموسیلر	قطع نمودن کورد متصل به کیسه	2 واحد به ازای کل آزمایشگاه
11	هموشیکر	مخلوط کردن محتوای کیسه جهت همگن نمودن فرآورده	1 واحد به ازای کل آزمایشگاه
12	ترازوی دیجیتال آزمایشگاهی	توزین نمونه	1 واحد به ازای کل آزمایشگاه
13	پلازما اکستراکتور دستی یا اتوماتیک	استخراج پلازما و هدایت آن به سمت کیسه‌ی دوم	2 واحد به ازای کل آزمایشگاه
14	ورتنکس	مخلوط کردن محتوای میکروتیوب و لوله جهت همگن نمودن فرآورده	1 واحد به ازای کل آزمایشگاه
15	یخچال بانک خون (7-2 درجه سلسیوس)	جهت نگهداری نمونه، آلبومین و کیت‌ها	2 واحد به ازای کل آزمایشگاه
16	ست سمپلر ثابت و متغیر	جهت انجام آزمایشات شمارش سلولی (CBC) و آنالیزهای CD34+ و viability	از هر نوع (1000، 100 و 10 میکرولیتر) یک ست ثابت و یک ست متغیر
17	کلد باکس 11 لیتری	جهت انتقال نمونه از مرکز جداسازی تا مرکز پردازش	حداقل 2 عدد
18	تانک مختص حمل و نقل ایمن و استاندارد نمونه در نیتروژن مایع	جهت انتقال نمونه منجمد از آزمایشگاه پردازش تا بخش پیوند	حداقل 1 عدد

ی) داروها، مواد و لوازم مصرفی پزشکی جهت ارائه هر خدمت:

ردیف	اقلام مصرفی مورد نیاز	میزان مصرف (تعداد یا نسبت)
1	کرایوبگ (freezing bag)	به طور میانگین 3 عدد جهت ذخیره‌سازی نمونه در تانک نیتروژن در دمای فوق سرد (150- درجه سلسیوس)

2	محلول DMSO	به طور میانگین 3 ویال 10 سی سی (مجموعاً 30 سی سی) جهت پردازش هر نمونه
3	آلبومین انسانی 20 درصد استریل قابل تزریق	به طور میانگین حدود 15 میلی لیتر به ازای پردازش هر نمونه، جهت رقیق سازی مناسب فرآورده (تنظیم اسمولاریته) و تامین مواد مغذی سلول ها طی زمان نگهداری
4	محلول نرمال سالین استریل قابل تزریق	1 واحد به ازای پردازش هر نمونه، جهت رقیق سازی فرآورده
5	کیسه ترانسفر (کیسه شستشو)	حداقل 10 عدد به ازای هر نمونه و بسته به حجم کل فرآورده، جهت انتقال نمونه و سانتریفیوژ آن
6	محلول های مصرفی دستگاه شمارنده سلولی شامل: Stromatolyser 4DS, Stromatolyser 4D1, Sulfolyser Hematology Solution و Cellpack Hematology solution	از هر کدام، 0/01 مقدار به ازای هر نمونه
7	نیترژن مایع	70 به ازای نگهداری هر نمونه در تانک ذخیره نیترژن و 30 لیتر به ازای مصرف دستگاه CRF در هر بار فعالیت دستگاه جهت انجماد نمونه (مجموعاً 100 لیتر به ازای هر نمونه)
8	محیط کشت خون بی فازیک	1 ویال به ازای هر نمونه جهت انجام تست کشت میکروبی
9	سرنگ 60، 20 و 10 میلی لیتری	از هر کدام به ترتیب: 10، 4 و 4 عدد جهت نمونه برداری از فرآورده و تزریق نرمال سالین، ضد انعقاد، DMSO و آلبومین، به ازای هر نمونه
10	آنتی بادی CD34/CD45	20 میکرو لیتر جهت آنالیز فلوسایتومتری هر نمونه
11	آنتی بادی CD3	5 میکرو لیتر جهت آنالیز فلوسایتومتری هر نمونه
12	دستکش استریل	حداقل 3 جفت به ازای مراحل پردازش هر نمونه، جهت انجام کار در زیر هود لامینار و حفظ استریلیتی
13	الکل 96 درصد	حداقل 200 میلی لیتر به ازای پردازش یک نمونه، جهت انجام کار در زیر هود و حفظ استریلیتی
14	پد الکلی	حداقل 10 عدد جهت انجام کار در زیر هود لامینار و حفظ استریلیتی
15	گاز استریل	5 عدد به ازای پردازش هر نمونه، جهت انجام کار در زیر هود لامینار و حفظ استریلیتی
16	نوک سمپلر آبی، زرد و کریستالی	10 عدد از هر کدام جهت انجام آنالیزهای سلولی 1 نمونه
17	لوله فلوسایتومتری	6 عدد به ازای هر نمونه جهت انجام آنالیزهای سلولی
18	Needle 16 G × 1	حداقل 5 عدد جهت نمونه برداری از فرآورده و همگن نمودن و انتقال آن به کرایوبگ ها
19	محلول HES (hydroxyethyl starch)	جهت حذف RBC به طور میانگین حدود 250 میلی لیتر (5 ویال) جهت جداسازی گلبول های قرمز از نمونه

ک) استانداردهای ثبت (شامل گزارش نتایج درمانی و ثبت در پرونده بیمار و بررسی های حین درمان از جمله سوابق بیمار و تلفیق

دارویی):

ثبت تمامی مستندات مربوط به مراحل فرآیند پذیرش، پردازش، انجماد، ذخیره سازی و آزاد سازی نمونه مغزاستخوان آلورژنیک.

ل) اندیکاسیون های دقیق جهت تجویز خدمت: (ذکر جزئیات مربوط به ضوابط پاراکلینیکی و بالینی مبتنی بر شواهد و

نیز تعداد مواردی که ارائه این خدمت در یک بیمار، اندیکاسون دارد):

پردازش و نگهداری مغز استخوان آلوزنیک جهت بیماران نیازمند پیوند سلول های بنیادی خونساز آلوزنیک با شرایط ذیل مورد استفاده قرار می گیرد:

- جداسازی سلول های بنیادی خونساز از مغز استخوان اهداکننده برای بیماران مبتلا اختلالات خونی غیربدخیم مانند آنمی- آپلاستیک، تالاسمی و نقایص ایمنی به منظور کاهش بروز GVHD.
- جداسازی سلول های بنیادی خونساز از مغز استخوان اهدا کننده غیر خویشاوند سازگار، برای بیمار نیازمند به رژیم شیمی درمانی میلوآبلاستیک قبل از پیوند بدون استفاده از داروی آنتی تیموسیت گلوبین (ATG).

م) شواهد علمی در خصوص کترا اندیکاسیون های دقیق خدمت:

پردازش و نگهداری مغز استخوان آلوزنیک برای بیماران نیازمند پیوند مغز استخوان با شرایط ذیل امکانپذیر نمی باشد:

- درگیری شدید ارگان های حیاتی شامل قلب، ریه، کبد و ...
- علائم یا نشانه های درگیری فعال سیستم عصبی مرکزی با بدخیمی
- وجود احتمال مرگ و میر بالای ناشی از درمان
- زنان باردار یا شیرده
- بیماری شدید انسدادی مزمن ریوی که نیاز به اکسیژن حمایتی دارد.
- عفونت فعال گوش / سینوس
- کلاستروفوبیا
- شواهدی از پنوموتوراکس یا فیبروز ریوی قابل توجه
- سابقه جراحی یا رادیوتراپی قفسه سینه
- بیمارانی که شیمی درمانی داخل نخاعی را طی 2 هفته منتهی به شروع رژیم آمادگی پیوند یا رادیوتراپی جمجمه طی 4 هفته منتهی به شروع رژیم آمادگی پیوند را داشته اند.
- عفونت فعال (ویروسی، قارچی و باکتریایی)
- عدم آمادگی روحی روانی بیمار

ن) مدت زمان ارائه هر واحد خدمت:

ردیف	عنوان تخصص	میزان تحصیلات	مدت زمان مشارکت در فرآیند ارائه خدمت	نوع مشارکت در قبل، حین و بعد از ارائه خدمت
1	پزشک عمومی یا دکترای تخصصی خون شناسی آزمایشگاهی و علوم انتقال خون یا دکترای تخصصی زیست فناوری پزشکی یا دکترای تخصصی علوم سلولی کابردی یا ایمنی شناسی پزشکی یا دکترای تخصصی مهندسی بافت/ دکترای تخصصی ژنتیک پزشکی (با داشتن حداقل 2 سال تجربه در زمینه پیوند سلول‌های بنیادی خون‌ساز و اشراف کامل به ابعاد علمی و عملی فرآیند پیوند در مراکز واجد صلاحیت)	دکترای حرفه ای/ دکترای تخصصی	1 روز کاری	نظارت بر فرآیند پردازش و ذخیره سلولی
2	کلیه گرایش های رشته علوم آزمایشگاهی و علوم زیستی	کارشناسی و بالاتر	1 روز کاری	کارشناس آزمایشگاه پردازش و انجام فرآیند پذیرش واحدهای خون محیطی موبیلیزه، پردازش، انجماد و ذخیره سازی آن. کنترل کیفی و تضمین کیفیت فرآیند.
3	منشی	1 نفر	دیپلم و بالاتر	توانایی انجام کار با رایانه و تسلط به برنامه های Word و Excel.
4	نیروی خدماتی	1 نفر	دیپلم و بالاتر	توانایی انجام کار و آشنایی کامل با نحوه تهیه مواد و محلول های ضد عفونی و کاربرد آنها و همچنین نحوه امحا ضایعات پرخطر زیستی.

س) مدت اقامت در بخش های مختلف بستری جهت ارائه هر بار خدمت مربوطه:

خدمت سرپایی است.

ع) موارد ضروری جهت آموزش به همراه بیمار / نماینده معرفی شده از مراکز پیوند (موارد آموزشی که باید به بیمار- همراه- به صورت شفاهی، کتبی در قالب فرم آموزش به بیمار، پمفلت آموزشی، CD و . . . آموزش داده شود تا روند تشخیص را تسریع نموده و از عوارض ناشی از آن جلوگیری نماید).

ارائه آموزش شفاهی در خصوص نحوه حمل و نقل ایمن و استاندارد کلد باکس / تانک نیتروژن مایع محتوی فرآورده از مرکز جداسازی تا مرکز پردازش و از مرکز پردازش تا مرکز پیوند.

منابع:

1. Scott A, Eapen K, David H. AABB Technical manual. 18thed. Bethesda, MD: AABB; Collection and processing of hematopoietic stem cells; 713-728.
2. Jansen J, Thompson JM, Dugan MJ, Nolan P, Wiemann MC, Birhiray R, Henslee-Downey PJ, Akard LP. Peripheral blood progenitor cell transplantation. *Therapeutic Apheresis*. 2002 Feb; 6(1):5-14.
3. Yale Center for Clinical Investigation (YCCI). Standard Operating Procedure Cryopreservation of Peripheral Mononuclear Cells. Version 1.0.
4. FACT. JACIE International Standards for Haematopoietic Cellular Therapy Product Collection, Processing, and Administration. 2018 .
5. Hunt, C. J. (2019). Technical considerations in the freezing, low-temperature storage and thawing of stem cells for cellular therapies. *Transfusion Medicine and Hemotherapy*, 46(3), 134-150.
6. Balduzzi, A., Bönig, H., Jarisch, A., Nava, T., Ansari, M., Cattoni, A., ... & Bader, P. (2021). ABO incompatible graft management in pediatric transplantation. *Bone Marrow Transplantation*, 56(1), 84-90.
7. Namiri, M., Baharvand, H., & Aghdami, N. (2011). Methods for isolation of bone marrow stem cells: comparative analysis.
8. Parkhideh, S., Chegeni, R., Mehdizadeh, M., Roshandel, E., Tavakoli, F., & Hajifathali, A. (2020). Effects of ABO incompatibility on the outcome of allogeneic hematopoietic stem cell transplantation. *Transfusion and Apheresis Science*, 59(2), 102696.
9. Foley, H. M. R., & O'Hoski, P. (2017). Haemopoietic Stem Cell Processing and Storage. *Practical Transfusion Medicine*, 455.
10. Booth, G. S., Gehrie, E. A., Bolan, C. D., & Savani, B. N. (2013). Clinical guide to ABO-incompatible allogeneic stem cell transplantation. *Biology of Blood and Marrow Transplantation*, 19(8), 1152-1158.
11. Hornberger, K., Yu, G., McKenna, D., & Hubel, A. (2019). Cryopreservation of hematopoietic stem cells: emerging assays, cryoprotectant agents, and technology to improve outcomes. *Transfusion Medicine and Hemotherapy*, 46(3), 188-196.
12. Daniele, N., Scerpa, M. C., Rossi, C., Lanti, A., Adorno, G., Isacchi, G., & Zinno, F. (2014). The processing of stem cell concentrates from the bone marrow in ABO-incompatible transplants: how and when. *Blood Transfusion*, 12(2), 150.
13. Shapiro, H. M. (2005). *Practical flow cytometry*. John Wiley & Sons.

بسمه تعالی

فرم تدوین راهنمای تجویز

توضیحات	مدت زمان ارائه	تواتر خدمتی		محل ارائه خدمت	شرط تجویز		ارائه کنندگان اصلی صاحب صلاحیت	افراد صاحب صلاحیت جهت تجویز	کاربرد خدمت		کد RVU	عنوان استاندارد
		فواصل انجام	تعداد دفعات مورد نیاز		کنترا اندیکاسیون	اندیکاسیون			سرپایی	بستری		
ندارد	1 روز کاری	ندارد	1 بار	مکان ارائه خدمت در بانک های ذخیره سازی خون بندناف و سلول های بنیادی خونساز می باشد.	پردازش و نگهداری مغز استخوان آلوژنیک جهت بیماران نیازمند پیوند سلول های بنیادی خونساز آلوژنیک با شرایط ذیل امکانپذیر نمی باشد: درگیری شدید ارگان های حیاتی شامل قلب، ریه، کبد و ... علائم یا نشانه های درگیری فعال سیستم عصبی مرکزی با بدخیمی وجود احتمال مرگ و میر بالای ناشی از درمان زنان باردار یا شیرده بیماری شدید انسدادی مزمن ریوی که نیاز به کسپژن حمایتی دارد عفونت عفونت فعال گوش/سینوس کلاستروفوبیا شیمی درمانی میلوآبلاسیو	پردازش و نگهداری مغز استخوان آلوژنیک جهت بیماران نیازمند پیوند سلول های بنیادی خونساز آلوژنیک با شرایط ذیل مورد استفاده قرار می گیرد: جداسازی سلول های بنیادی خون ساز از مغز استخوان اهداکننده برای بیماران مبتلا اختلالات خونی غیر بدخیم مانند آنمی - آپلاستیکی، تالاسمی و نقایص ایمنی به منظور کاهش بروز GVHD. جداسازی سلول های بنیادی خون ساز از مغز استخوان اهدا کننده غیر خویشاوند سازگار، برای بیمار نیازمند به رژیم شیمی درمانی میلوآبلاسیو	طبق بند (و)	پزشک فوق تخصص خون و سرطان بالغین یا اطفال	*		802710	گلوبال-پردازش و نگهداری مغز استخوان آلوژنیک

					<p>قبل از پیوند بدون استفاده از داروی آنتی‌تیموسیت گلوبین(ATG).</p> <p>پنوموتوراکس یا فیبروز ریوی قابل توجه - بیمارانی که شیمی درمانی داخل نخاعی را طی 2 هفته منتهی به شروع رژیم آمادگی پیوند یا رادیوتراپی جمجمه طی 4 هفته منتهی به شروع رژیم آمادگی پیوند را داشته ند.</p> <p>- عفونت فعال (ویروسی قارچی و/یا باکتریایی)</p>					
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--